

# Manual de instalare DRG National v2.1 2014

Versiunea v2.1 2014 necesita instalarea in prealabil a versiunii v.2.0 2014 care se afla la urmatoarea locatie:

<http://www.drg.ro/2014/DRGNational/20140113/DRGNational2008.exe>

Manual pentru instalarea v2.0 2014

[http://www.drg.ro/2014/DRGNational/20140113/ManualInstalare\\_DRGNationalv2\\_2014.docx](http://www.drg.ro/2014/DRGNational/20140113/ManualInstalare_DRGNationalv2_2014.docx)

## **Metoda de instalare v.2.1 2014 (dupa ce a fost instalata versiunea v.2.0 2014):**

1. Se copiaza cu suprascriere fisierele DRGNational2008.exe si DRGNational2008.dll in locatia instalarii initiale (C:\Program Files\DRGNational2008 daca s-a pastrat calea implicita de instalare).
2. Se copiaza cu suprascriere fisierul "FisierExportIntern\_Template.mdb" in folderul Export din locatia instalarii initiale (C:\Program Files\DRGNational2008 daca s-a pastrat calea implicita de instalare).

## **Imbunatatiri:**

1. Posibilitatea de a seta campul DataDeces(cu ore si minute setate) in aceeasi zi cu DataExternare. In versiunea initiala se putea seta DataDeces in aceeasi zi cu DataExternare, doar daca DataDeces nu avea ore si minute.
2. Pe unele sisteme, in tab-ul transferuri nu putea fi setata DataInternare identica cu DataInternare pacient fisa sau DataExternare identica cu DataExternare pacient fisa. Problema aparea aleatoriu si afecta un numar restrans de utilizatori.
3. Verificare GreutateNastere setata doar intre 0-28 de zile.